

LaboX

SCIENTIFIC



**MICROTOMO
SEMIAUTOMÁTICO 335**

MICROTOMO SEMIAUTOMÁTICO

El Microtomo Computarizado 335 es ampliamente usado para obtener cortes de rutina y en laboratorios de hospitales, universidades, instituciones médicas, cuarentena de animales y plantas, departamentos de inspección de jurisprudencia médica y unidades de investigación científica. Se usa para cortar secciones de tejidos-muestras de diferentes espesores para diagnósticos patológicos. El equipo proporciona un rendimiento estable, es de fácil operación, cómodo para trabajar y lo caracterizan tanto sus estándares de seguridad como el nivel confortable de su superficie de trabajo y diseño ergonómico.

DATOS TÉCNICOS

VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	Pantalla LCD con tablero digital
INTERVALO DE GROSOR DEL CORTE	1-100µm
RETRACCIÓN DE LA MUESTRA	12 µm
VALOR GRADUAL MÍNIMO DEL GROSOR DEL CORTE	1µm
PRECISIÓN DE LA SECCIÓN	±10%
ÁREA DE CORTE	50 × 45mm
DIMENSIONES	500 × 420 × 310 mm
PESO CON LÍQUIDOS	32 Kg
ALIMENTACIÓN	CA 110/115V, 50/60 Hz
GARANTÍA	1 año



Características adicionales:
Cuchilla afilable, no requiere repuesto. La manivela puede detenerse en lo alto para cambiar la muestra.

