

# LaboX

SCIENTIFIC



**BAÑO ULTRASÓNICO**  
**8892**

# 8892

## BAÑO ULTRASÓNICO

Baño ultra silencioso utilizado para la limpieza del instrumental quirúrgico, cristalería, equipos de endoscopía o para la limpieza de cualquier instrumento difícil de limpiar de forma tradicional. Equipo muy utilizado en hospitales, laboratorios e industrias.



### DATOS TÉCNICOS

<b>CAPACIDAD</b>	6 Lt.
<b>FRECUENCIA</b>	40 KHz.
<b>POTENCIA</b>	200W.
<b>DIMENSIONES DE LA TARJA</b>	300 x 150 x 150 mm.
<b>DIMENSIONES EXTERNAS</b>	406 x 305 x 368 mm.
<b>TAPA</b>	Sí.
<b>CONTROL DE TIEMPO Y TEMPERATURA</b>	Digital.
<b>DRENADO</b>	Sí.
<b>CANASTILLA</b>	Sí.
<b>GARANTÍA</b>	1 año

- A** Diseño más utilizado en el mundo.
- B** Control preciso de temperatura y tiempo.
- C** Sus frecuencias proporcionan una limpieza uniforme.
- D** Tanque de acero inoxidable, está rodeado por una carcasa de polipropileno muy resistente a impactos.
- F** Panel del control impermeable a salpicaduras y derrames.