

LaboX

SCIENTIFIC



BAÑO ULTRASÓNICO
8893

8893

BAÑO ULTRASÓNICO

Baño ultra silencioso utilizado para la limpieza del instrumental quirúrgico, cristalería, equipos de endoscopía o para la limpieza de cualquier instrumento difícil de limpiar de forma tradicional. Equipo muy utilizado en hospitales, laboratorios e industrias.



DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD	10 Lt.
FRECUENCIA	40 KHz.
POTENCIA	300W.
DIMENSIONES DE LA TARJA	300 x 240 x 150 mm.
DIMENSIONES EXTERNAS	406 x 394 x 368 mm.
TAPA	Sí.
CONTROL DE TIEMPO Y TEMPERATURA	Digital.
DRENADO	Sí.
CANASTILLA	Sí.
GARANTÍA	1 año

- A** Diseño más utilizado en el mundo.
- B** Control preciso de temperatura y tiempo.
- C** Sus frecuencias proporcionan una limpieza uniforme.
- D** Tanque de acero inoxidable, está rodeado por una carcasa de polipropileno muy resistente a impactos.
- F** Panel del control impermeable a salpicaduras y derrames.