

LaboX

SCIENTIFIC



**HORNO DE SECADO
HORIZONTAL 9023A**

9023A

HORNO DE SECADO HORIZONTAL

Equipo ideal para secado de material de laboratorio, muestras, aceleración de tiempos de secado de pinturas, resinas, recubrimientos, etc. Excelente opción en cualquier proceso donde se requieran condiciones de temperatura mayores a la ambiental. Cuenta con estupenda estabilidad de temperatura gracias a su controlador PID y amplia ventana de visualización para observar el interior sin interrumpir el calentamiento.



DATOS TÉCNICOS	
CAPACIDAD	20 L
INTERVALO DE TEMPERATURA	T.A. +10°C a 250°C
ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA	±0.5°C
UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA	±1.0°C
TIPO DE CONVECCIÓN	Convección forzada
TEMPORIZADOR	0 - 9999 min
DIMENSIONES EXTERNAS	Aprox. 585 x 490 x 450 mm
DIMENSIONES INTERNAS	Aprox. 300 x 290 x 280 mm
PESO NETO	Aprox. 33 kg
POTENCIA	1.2 kW
ALIMENTACIÓN	CA 110V, 60Hz
GARANTÍA	1 año

A

Características:

Incluye doble pantalla LED para visualización de la temperatura programada y temporizador. Alarma auditiva al finalizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento. Puerta con aislamiento térmico, bajo ruido y ventana de visualización. Cuenta con cámara interna de acero inoxidable.

B

Accesorios Incluidos:

Rejillas removibles
Cable de alimentación
Manual de operación

