

LaboX

SCIENTIFIC



 **ermglobe**

**CENTRÍFUGA
MICROHEMATOCRITO
CENTRIFICIENT V**

CENTRIFICIENT V

CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATOCRITO

Equipo silencioso, seguro y confiable, su suave aceleración y desaceleración protegen a las muestras de la turbulencia. Centrífuga diseñada para la separación de suero o plasma a partir de volúmenes muy pequeños además muy apropiada para trabajar en la determinación de células de sangre en volúmenes específicos. Reloj y control de velocidad digital con memorias. Rotor equilibrado para evitar vibraciones y ruidos. Para ser usada principalmente en Laboratorios Clínicos, Bioquímicos e Inmunología.



DATOS TÉCNICOS	
VELOCIDAD MÁXIMA	12,000 RPM
CAPACIDAD DE ROTOR	24 capilares.
MÁXIMA RCF	16,500 xg.
SONIDO MENOR A	<65 dB.
RANGO DE TIEMPO	0 ~ 99 minutos.
PESO	15 Kg.
DIMENSIONES	230 x 310 x240
ALIMENTACIÓN	110V, 50 Hz, 5A.
GARANTÍA	1 año

