



# CRM-II

## MEZCLADOR DE SANGRE

El agitador rotatorio es ideal para agitar muestras de sangre, líquidos viscosos o suspensiones de sólidos en las que se requiere una mínima alteración y además se requiera hacer funcionar durante varias horas sin necesidad de controlarlo. Cuenta con un motor potente y silencioso. Cuenta con 7 rodillos que realizan simultáneamente movimientos de rotación. Proporcionan una agitación cuidadosa y esmerada de los tubos.

Equipo necesario para el mezclado adecuado de sangre, evitando así su coagulación. Cuenta con control de velocidad ajustable, su método de mezclado es seguro y fácil de usar.

DATOS TÉCNICOS	
VELOCIDAD DE VIBRACIÓN Y ROTACIÓN	10 - 80 RPM
RANGO DE VIBRACIÓN	22 mm $\pm$ 1 mm
DIMENSIONES	394 x 266 x 98 mm
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	38°
ÁREA DE TRABAJO	315 x 218 mm
PESO	3.6 Kg
GARANTÍA	1 año

