

LaboX

SCIENTIFIC



MEZCLADOR DE SANGRE

Mezclador que proporciona una mezcla suave pero eficaz, diseñado para mantener en suspensión muestras biológicas como muestras de sangre. Cuenta con control digital de velocidad ajustable, tiene un cuerpo fuerte y resistente. El equipo tiene sujetadores fabricados en Hule que permite proteger las muestras de manera segura. Especialmente para ser utilizados con tubos de vacío, por ejemplo; Vacutainer, etc.

DATOS TÉCNICOS

VELOCIDAD DE ROTACIÓN	12 - 32 RPM
CAPACIDAD	1 - 24 piezas
DIÁMETRO DE TUBO	13 ± 0.1
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	38°
DIÁMETRO DISCO	220 mm
VOLTAJE	110V, 50 Hz
GARANTÍA	1 año

