

LaboX

SCIENTIFIC




CVP-110X

BAÑO MARÍA CON AGITACIÓN

Este equipo es un instrumento esencial para la investigación en procesos científicos, de investigación o de producción biológicos, virus, medicina, microorganismos y protección al ambiente.

Control digital, preciso de temperatura, regulación de temperatura, operación sencilla y segura. Sujetador universal de resortes para colocar frasco de diversas medidas y especificaciones.



DATOS TÉCNICOS

CONFIGURACIÓN	250 ml x 12.
VELOCIDAD VARIABLE	20 -180 r/min \pm 10%.
RANGO DE VIBRACIÓN	Φ 20 mm.
RANGO DE TEMPERATURA	RT +5°C ~ 99.9°C.
PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA	\pm 0.1°C.
UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA	\pm 0.5°C.
MEDICIÓN DE TIEMPO	999 h.
TAMAÑO DEL PLATO DE AGITACIÓN	450 x 260 mm.
ALIMENTACIÓN	127V, 1200W.
GARANTÍA	1 año.