

LaboX

SCIENTIFIC



REFRACTÓMETRO
PORTÁTIL CVQ-4012

CVQ-4012

REFRACTÓMETRO PORTÁTIL

Desarrollado para trabajar con líquidos (jugos de frutas, soluciones azucaradas). Ayuda a conocer el contenido de azúcar en grados BRIX, representado en %.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| RANGO DE MEDICIÓN | 0 a 32 % |
| PRECISIÓN | 0.2 % |
| COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA | 10°C a 30°C |
| TAMAÑO | 27 x 40 x 160 mm |
| PESO | 175 g |
| GARANTÍA | 1 año |

A

Accesorios incluidos
Estuche
Pipeta de transferencia
Líquido de limpieza
Paño

