

LaboX

SCIENTIFIC



**HOMEGENIZADOR TIPO
STOMACHER
ECO-09L**

HOMEGENIZADOR TIPO STOMACHER

El Homogenizador tipo 'Stomacher' de ECOSHEL es un equipo ampliamente utilizado para disgregar muestras de tejido animal (tejidos cerebral, renal, hepático, bazo, entre otros). Es adecuado para homogenizar tejidos tumorales (hepatocarcinomas, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer mamario), para obtener una gran cantidad de células individualizadas (hasta 2×10^5 células en 2 minutos). También es útil para otro tipo de muestras biológicas y alimentos (vísceras y carnes, vegetales, frutas, galletas, etc.)

DATOS TÉCNICOS

TIEMPO DE AGITACIÓN	0.1 ~ 99 minutos (a incrementos de
AJUSTABLE	1 minuto)
VELOCIDAD DE AGITACIÓN AJUSTABLE	3 ~ 12 veces por minuto
ALMACENAMIENTO DE PARÁMETROS	10 grupos de parámetros de programación de etapas múltiples
VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	Pantalla LCD
TEMPERATURA AMBIENTE	-60°C
FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN	Lámpara UV
VOLUMEN EFECTIVO	3 ~ 400 mL
BOLSA ESTÉRIL	170 x 300 mm
PESO NETO	18.5 Kg
DIMENSIONES	410 x 245 x 340 mm
ALIMENTACIÓN	120V, 50 Hz, 120W.
GARANTÍA	1 año

