

LaboX

SCIENTIFIC



**ESTACIÓN DE INCLUSIÓN
EN PARAFINA
ECO-6L**

ESTACIÓN DE INCLUSIÓN EN PARAFINA

La estación de inclusión en parafina ECO-6L de ECOSHEL es un equipo ampliamente utilizado en patología y diagnóstico histológico, investigación científica y experimentación, en hospitales, universidades, institutos para animales y plantas, así como para departamentos de inspección alimenticia. Con este equipo se embebe una muestra (tejidos) en parafina, y posteriormente se cortan con un micrótopo.

DATOS TÉCNICOS

INTERVALO DE TEMPERATURA DEL RESERVOIRIO DE PARAFINA FUNDIDA	0°C ~ 99°C, en intervalos de ± 2 °C
INTERVALO DE TEMPERATURA DEL RESERVOIRIO DEL TERMOSTATO	0°C ~ 99°C, en intervalos de ± 2 °C
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE PARAFINA	6 L
ACTIVACIÓN DEL FLUJO DE PARAFINA	Manual o mediante el interruptor de pedal
VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	Pantalla LCD
PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO	0 ~ 24 horas con opción para establecer la hora de inicio de trabajo y hora de término
FRECUENCIA NOMINAL	50 \pm 1 Hz
ALIMENTACIÓN	CA 120 V \pm 10%
GARANTÍA	1 año



A

Características adicionales:
Interruptor de pedal
Canastilla para embeber
Desarmador