

LaboX

SCIENTIFIC



**BAÑO DE FLOTACIÓN
ECO-BF**

BAÑO DE FLOTACIÓN

El baño de flotación ECO-BF es un instrumento indispensable en patología y enseñanza para cortes de muestras de tejidos incluidos en parafina, durante el procesamiento de muestras de histología.

Es muy útil en laboratorios de investigación biomédica, hospitales, medicina forense, cuarentena de alimentos y diagnósticos de rutina de patología.



DATOS TÉCNICOS

INTERVALO DE TEMPERATURA	TA ~ 99°C
PRECISIÓN DE CONTROL DE TEMP.	-3° a +5°C
VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	Pantalla LED (teclado y táctil)
DIMENSIONES DE CHAROLA DEL BAÑO	230 x 180 x 53 mm.
DIMENSIONES TOTALES	320 x 300 x 140 mm.
POTENCIA	≤300 VA
VOLTAJE	110 ± 10%V
GARANTÍA	1 año

A

Materiales de fabricación:

Exterior de aluminio soldado; interior de material calorífico PTC y tetrafluoroetileno, resistente a la corrosión.

B

Características adicionales:

Función precisa de memoria de temperatura. Microprocesador de control de temperatura.

