

LaboX

SCIENTIFIC




**BAÑO DE FLOTACIÓN
CON SECADO ECO-BSD**

BAÑO DE FLOTACIÓN CON SECADO

Este equipo exhibe características ideales en un producto de importación, así como mejoras y modernización del diseño. Excelente opción en cuanto a la adquisición de un baño de flotación para cortes de muestras de tejidos incluidos en parafina, durante el procesamiento de muestras de histología. Útil en laboratorios de investigación biomédica, medicina forense y diagnóstico de rutina de patología. Cubre las necesidades de los operadores, ya que cuenta con un diseño práctico, función de precisa memoria de temperatura y exhibe un par de temperaturas en su pantalla LED, con lo cual se busca mejorar las condiciones de trabajo de los operadores, haciendo la rutina más cómoda y eficiente.

DATOS TÉCNICOS

INTERVALO DE REGULACIÓN DE TEMP.	0°C ~ 99°C.
PRECISIÓN DE CONTROL DE TEMP.	$\leq \pm 2^\circ\text{C}$.
VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	Pantalla LED.
MATERIALES DE FABRICACIÓN	Exterior aluminio soldado e interior de material calorífico PTC y tetrafluoroetileno, resistente a la corrosión.
POTENCIA	350W.
ALIMENTACIÓN	110/220 $\pm 10\%$ V.
GARANTÍA	1 año



Accesorio incluidos
2 fusibles.
1 desarmador.

