

# LaboX

SCIENTIFIC



**MONITOR VETERINARIO  
HLAB-8B**

## MONITOR VETERINARIO

Monitor veterinario multiparámetro portable. Utilizado para visualización, revisión y análisis de mediciones específicas de signos vitales; electrocardiograma, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura y presión arterial no invasiva. Equipo de peso ligero, con batería incorporada y pantalla de alta resolución. Conveniente para un amplio rango de animales tales como, gatos, perros, conejos, caballos etc.



### DATOS TÉCNICOS

<b>PARÁMETROS ESTÁNDAR</b>	ecg, nibp, sPo2, resp, Temp y PR/HR.
<b>PANTALLA</b>	A color de 8" con excelente volumen de tendencias gráficas y tabulares de todos los parámetros.
<b>CONTROLADOR</b>	Perilla para varias interfaces.
<b>CUERPO</b>	Tamaño portable, conveniente para uso al aire libre.
<b>ALARMA</b>	Audible y visual tres niveles.
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Autoguardado de los datos para revisión.
<b>PARAMETROS OPCIONALES</b>	EtCO2, 2-IBP y 2-TEMP.
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Batería recargable incorporada con capacidad de hasta 2 horas.
<b>GARANTÍA</b>	1 año.