

# LaboX

SCIENTIFIC



**MESA DE CIRUGÍA  
HIDRÁULICA  
HLAB-CH1**

## MESA DE CIRUGÍA HIDRÁULICA

Mesa hidráulica de cirugía, con inclinación y diseño de superficie en U con orificio de drenado. Elección inteligente, facilita la limpieza y el drenado de residuos durante la operación, fácil ajuste de inclinación por volante y ajuste de altura por pedal. Con charola porta herramientas y brazo para transfusión.

### DATOS TÉCNICOS

MATERIAL	Acero inoxidable
MANIPULACIÓN	Control remoto para ajuste de altura.
ESTABILIDAD	Tapones de caucho grueso.
DIMENSIONES	1200 x 600 mm.
ALTURA AJUSTABLE	74 ~ 94 mm.
PESO	60 Kg.
ALIMENTACIÓN	110V, 60 Hz.
GARANTÍA	1 año.



A

Accesorios incluidos  
Charola porta herramientas (535 x 385 mm)  
Brazo para transfusión