

# LaboX

SCIENTIFIC



**HORNO DE SECADO AL VACÍO  
HV-20**

# HV-20

## HORNO DE SECADO AL VACÍO

Equipo ampliamente utilizado para esterilización y secado de muestras y materiales sensibles al calor o con predisposición a la descomposición u oxidación. Es una excelente opción en cualquier proceso donde se requiera procesos de secado a temperaturas bajas; en el vacío, la humedad se evapora por debajo del punto de ebullición habitual del líquido que se necesita volatilizar, lo que da lugar a un proceso de secado más suave para las muestras o materiales delicados. Cuenta con rejillas removibles y pantalla LED para una fácil observación de los parámetros configurados.

### DATOS TÉCNICOS

<b>CAPACIDAD</b>	24 L
<b>INTERVALO DE TEMPERATURA</b>	T.A.+10°C a 250°C
<b>ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA</b>	± 1.0°C
<b>TIPO DE CONVECCIÓN</b>	Convección natural
<b>VACÍO</b>	< 0.1 MPa
<b>TEMPORIZADOR</b>	0 - 9999 min
<b>DIMENSIONES EXTERNAS</b>	Aprox. 500 x 420 x 590 mm
<b>DIMENSIONES INTERNAS</b>	300 x 300 x 270 mm
<b>PESO BRUTO</b>	52 kg
<b>POTENCIA</b>	800 W
<b>ALIMENTACIÓN</b>	CA 110V, 60Hz
<b>GARANTÍA</b>	1 año

**A**

Accesorios incluidos  
Charolas removibles  
Cable de alimentación  
Manual de operación

**B**

Características adicionales  
Tiene un panel de control amigable con el usuario. *Alarma auditiva por sobrecalentamiento y al finalizar el tiempo programado.* Cuenta con ventana de visualización para observar el interior sin interrumpir el calentamiento.

